



1. Produktname

Schaukelsitz mit Abduktion
Klein, mittel und groß

2. Produktcode

72010065 → Klein
72011065 → Mittel
72012065 → Groß

3. Kurze Beschreibung

Wetter- und windabweisend und standardmäßig mit 5-Punkt-Fixierung geliefert, um sicher und sorglos schwingen zu können. Der Sitz besteht aus hochwertigem Polyethylen und ist mit Abduktion komplett vorgeformt. Enthält Seile und Clipverschlüsse. Für 2-Punkt-Aufhängung. Maximale Tragfähigkeit: 125 kg.

4. Abmessungen und Gewichtskapazität

Bei der Auswahl der richtigen Größe empfehlen wir, zwei Maße des Benutzers zu nehmen:
Der breiteste Teil des Körpers (Hüften oder Schultern, von links nach rechts).
Sitzhöhe (vom Stuhl bis zur Oberseite des Kopfes, des Nackens oder der Schultern).

Größe	Sitzhöhe	Sitzbreite	Sitztiefe	Alterskategorie	Maximales Gewicht	Artikelnummer
Kind	56 cm	33 cm	30 cm	2-7 Jahr	45 kg	72010065
Teenager	69 cm	43 cm	34 cm	7 Jahr – schlanker Erwachsener	80 kg	72011065
Erwachsener	81 cm	51 cm	36 cm	Erwachsene	125 kg	72012065

Achtung: Zu jeder Zeit unter Aufsicht verwenden.

Von Eltern und Fachkräften im Gesundheits- und Therapiebereich verwendet, bietet es das **Full Support Swing Seat** eine sichere und bequeme Erfahrung für alle.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite
www.nenko.de

